

Aforbe Bedienungsanleitung*

Einfache Inhalation in 5 Schritten



1 Schutzkappe vom Mundstück entfernen

Bei der ersten Inbetriebnahme zunächst 3 Sprühstöße auslösen
Nach Nichtgebrauch über 14 oder mehr Tage zunächst 1 Sprühstoß auslösen

2 Tief ausatmen – nicht in den Inhalator


3 Inhalator senkrecht halten und mit den Lippen das Mundstück umschließen, dann langsam und tief einatmen und gleichzeitig mit einem festen Druck auf das Behältnis einen Sprühstoß auslösen

4 Atem anhalten für etwa 5–10 Sekunden

5 Langsam ausatmen – nicht in den Inhalator, Schutzkappe wieder aufsetzen

Falls ein weiterer Sprühstoß inhaliert werden soll, den Inhalator etwa eine halbe Minute aufrecht halten und anschließend die Schritte 2 bis 5 wiederholen

Nach der Inhalation den Mund mit Wasser ausspülen, gurgeln oder die Zähne putzen, um das Risiko einer Pilzinfektion im Mund- und Rachenraum zu vermindern



Gut sichtbarer Dosierzähler

Über dem Mundstück befindet sich ein Dosierzählerfenster zur Anzeige der im Inhalator verbleibenden Sprühstöße. Die Anzahl ist in 20-er Schritten angegeben. „120“ zeigt einen vollen und „0“ einen leeren, zu entsorgenden Inhalator an. Bei „20“ wechselt die Farbe der Anzeige von weiß zu rot. So werden Sie rechtzeitig darauf hingewiesen, sich Aforbe erneut verordnen zu lassen.



Nützliche Inhalationshilfe

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, während des Einatmens gleichzeitig den Inhalator zu betätigen, können Sie die Inhalationshilfe (Spacer) AeroChamber Plus® benutzen.*



Schnelle Reinigung

Der Inhalator sollte einmal wöchentlich gereinigt werden, ohne Wasser oder Reinigungsmittel. Wischen Sie die Außen- und Innenseite des Mundstücks sowie den Inhalator mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

* Ihr Arzt hat Ihnen Aforbe zur Inhalation bei Asthma bzw. COPD verordnet. Verwenden Sie Aforbe immer genau so, wie hier beschrieben. Diese Bedienungsanleitung ersetzt keine Beratung. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die ausführliche Gebrauchsinformation oder wenden sich an Ihren Arzt oder Apotheker.