


# Auswahl der idealen „SyrSpend® SF“-Grundlage



## FLÜSSIG

### SyrSpend® SF PH4

- **Aromafrei**  
PZN: 13359033 (500 ml)  
PZN: 13359062 (1000 ml)
- **Kirscharoma**  
PZN: 13358973 (500 ml)  
PZN: 13359004 (1000 ml)
- **Orangenaroma**  
PZN: 15240879 (500 ml)



## PULVER

### SyrSpend® SF PH4\*\*

- **Aromafrei**  
PZN: 11111346 (40 g)  
PZN: 18824173 (100 g)
- **Kirscharoma**  
PZN: 18823788 (40 g)



### SyrSpend® SF Alka

- **Aromafrei**  
PZN: 11111352 (40 g)  
PZN: 17932050 (100 g)
- **Kirscharoma**  
PZN: 16329854 (40 g)

### SyrSpend® SF PH4 NEO

- **Aromafrei**  
PZN: 19730043 (8er-Pack)



Zur einfachen Applikation den Schnappdeckel nutzen (PZN: 19499344).

\* Die Einsatzform des Wirkstoffs / APIs spielt für die Verarbeitung eine entscheidende Rolle. Nutzen Sie dazu Rohstoffe in den geprüften Konzentrationen. Eine Kompatibilitätstabelle finden Sie online und über den QR-Code. Werden Fertigarzneimittel als Ausgangsmaterial verwendet, wählen Sie eine passende Herstellungsmethode aus unserer Arbeitshilfe „Herstellung mit FAM“. Unterstützung erhalten Sie online auf der „SyrSpend® SF“-Webseite und über den QR-Code.



Rezepturarzneimittel schließen wichtige Versorgungslücken und sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Leistungsspektrums der Apotheken. Da ihre Herstellung komplex ist und strengen gesetzlichen Vorgaben unterliegt, unterstützt das DeutscheApothekenPortal das gesamte Apothekenteam mit hilfreichen Informationen, Materialien und einem Newsletter für eine sichere, präzise und retaxfreie Rezepturerstellung.



\*\* Eine Nachkonservierung mit Kaliumsorbat ist hier möglich.